



Gel Ácido Grabador.

IT Gel acido incisorio. **FR** Gel de mordançage .

EN Etching Gel. **RU** Кислотный гель для травления.

PT Gel Ácido Gravador.

ES Aplicación: • Poner el gel sobre el esmalte a grabar. • Dejar actuar 30 segundos. • Aclarar con agua abundante. • Secar. • Las puntas desechables curvas permiten la colocación de forma precisa incluso en zonas difíciles. • 37% de Ácido Fosfórico: Úsese con dique de goma para proteger las encías. • Viscosidad media. • Alta hidrosolubilidad: lavado simple. • Puntas de un solo uso para evitar contaminación cruzada entre pacientes. • Evitar contacto con ojos y piel. • Guardar el producto bien cerrado. • Precaución a reacciones alérgicas al Ácido Fosfórico.

IT Applicazione: • Applicare il gel sullo smalto da incidere. • Lasciare agire per 30 secondi. • Risciacquare abbondantemente. • Asciugare. • Le punte monouso curve permettono l'applicazione in modo preciso anche nelle zone più difficili. • 37% di Acido Fosforico: usare con protezioni di gomma per proteggere le gengive. • Viscosità media. • Alta idrosolubilità: rimozione semplice. • Punte monouso per evitare contaminazione incrociata tra pazienti. • Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. • Tenere il prodotto ben chiuso. • Attenzione alle reazioni allergiche all'Acido Fosforico.

FR Application: • Placer le gel sur l'émail à mordancer. • Laisser agir 30 secondes • Rincer abondamment à l'eau. • Sécher. • Les pointes courbes jetables permettent d'apposer le gel avec précision, même dans les zones difficiles d'accès. • Acide phosphorique à 37%: à utiliser avec une digue en caoutchouc pour protéger les gencives. • Viscosité moyenne. • Haute hydrosolubilité: lavage simple. • Pointes jetables pour éviter contamination croisée entre patients. • Eviter tout contact avec les yeux et la peau. • Gardez le produit bien fermé. • Attention aux réactions allergiques à l'acide phosphorique.



CE 0318

EN Application: • Place the gel on the enamel to be etched. • Let it act for 30 seconds. • Flush abundantly with water. • Dry. • Disposable curves tips allow precise placement even in difficult areas. • 37% Phosphoric Acid: Use it with rubber dam in order to protect the gums. • Medium viscosity. • High water solubility: Simple wash. • Single use points to avoid cross contamination between patients. • Avoid contact with eyes and skin. • Keep the product tightly closed. • Caution to allergic reactions to Phosphoric Acid.

RU Применение: • Нанести гель на эмаль, чтобы выгравировать. • Оставьте на 30 секунд. • Промыть большим количеством воды. • Сухой. • Изогнутые одноразовые наконечники позволяют точно размещать их даже в труднодоступных местах. • 37% фосфорная кислота: используйте резиновую плотину для защиты десен. • Средняя вязкость. • Высокая растворимость в воде: простая стирка. • Одноразовые наконечники, чтобы избежать перекрестного загрязнения между пациентами. • Избегайте контакта с глазами и кожей. • Держите устройство плотно закрытым. • Осторожность при аллергических реакциях на фосфорную кислоту.

PT Aplicação: • Colocar o gel sobre o esmalte a gravar. • Deixar agir por 30 segundos. • Enxaguar com abundante água. • Secar. • As pontas descartáveis curvas consentem a aplicação de forma precisa também nas zonas mais difíceis. • 37% de Ácido Fosfórico: Utilize com dique de borracha para proteger as gengivas. • Viscosidade média. • Alta hidrossolubilidade: lavar simplesmente. • Pontas monouso para evitar contaminação entre pacientes. • Evite contato com olhos e pele • Mantenha o produto bem fechado. • Cuidado com as reações alérgicas ao ácido fosfórico.

PRECAUCIÓN

Contiene 37% de ácido fosfórico.
Evitar contacto con ojos y piel.



J. Ripoll, S.L.
C/Río Tiétar, 20 Pol. Ind. El Nogal
28110 Algete Madrid (España)