



Dental products
MANUFACTURER
FABRICANTE
de productos dentales





Empresa

Dentaflux es una **empresa líder fabricante de productos dentales** fundada en 1990.

Desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de **productos del sector dental**.

Pioneros en I+D, **Dentaflux** ha ido ampliando su catálogo de **productos eficaces y seguros** ofreciendo soluciones y ganándose la reputación de odontólogos y depósitos a nivel mundial.

Sus **productos**, **presentes en más de 40 países**, se fabrican bajo la marca **Dentaflux** o marca privada siempre **manteniendo los altos índices de calidad europeos** exigidos y auditados periódicamente por las autoridades.

Company

Dentaflux is a leading manufacturer of dental products founded in 1990.

It develops, manufactures and distributes a wide range of products for the dental sector.

Pioneers in I+D, Dentaflux has been expanding its catalog of effective and safe products offering solutions and earning the reputation of dentists and distributors worldwide.

Its products, present in more than 40 countries, are manufactured under the Dentaflux brand or private brand, always maintaining the high European quality indices required and periodically audited by the authorities.



ÁCIDOS GRABADORES / ETCHING GEL



Coloreados, permiten una clara identificación del gel sobre el diente.

Incluyen cánulas de aplicación para una colocación sencilla y precisa.

Cierre Luer Lock para asegurar una hermeticidad del tapón y una correcta fijación de la cánula.

Correcta viscosidad que evita desplazamientos no deseados del gel hidrosoluble.

Lavado rápido y fácil sin dejar teñidos.

**RESTAURACIÓN
CON COMPOSITE**

*RESTORATION
WITH COMPOSITE*

**SELLADO
DE FISURAS**

*REPAIR A
CRACKED TOOTH*

**CEMENTACIÓN
DE BRACKETS**

*BRACKETS
CEMENTATION*

**INMOVILIZACIÓN
DE FÉRULAS**

*IMMOBILIZATION
OF SPLINTS*

Colored, allow a clear identification of the gel on the tooth.

They include application tips for a simple and precise placement.

Luer Lock closure to ensure a tightness of the cap and a correct tip fixation.

Correct viscosity that avoids unwanted gel shifts. Water soluble. Quick and easy washing without leave dyed.

ÁCIDO FLUORHÍDRICO 10%

HYDROFLUORIC ACID 10%



Para la preparación de superficies cerámicas ante los adhesivos.

Produce una rugosidad que mejora notablemente la unión entre el adhesivo o cemento y la superficie cerámica.

Especialmente útil para las coronas cerámicas sin metal, carillas de porcelana, inlays, onlays y brackets. Funciona para todo tipo de cerámicas salvo con las aluminosas.

For the preparation of ceramic surfaces before adhesives.

It produces a roughness that significantly improves the bond between the adhesive or cement and the ceramic surface.

Especially useful for all-metal ceramic crowns, porcelain veneers, inlays, onlays and brackets. It works for all types of ceramics except for aluminous ones.

ÁCIDOS GRABADORES / ETCHING GEL

GEL ÁCIDO FOSFÓRICO 37% VERDE

37% Phosphoric acid Green



1*60g + 2x3,5g
24 puntas

Ref. AG



12g, 6 puntas 12g, 6 tips

Ref. A



1*60g + 2x3,5g
24 puntas

Ref. AGA



12g, 6 puntas 12g, 6 tips

Ref. AZ



4x3,5g, 6 puntas 4x3,5g, 6 tips

Ref. A3



2x3,5g, 12 puntas 2x3,5g, 12 tips

DENTATECH

Ref. A3D



3x3,5g, 12 puntas 3x3,5g, 12 tip

Ref. A3Z



4x1,2ml, 6 puntas 4x1,2ml, 6 tips

MINIACID

Ref. AM

ENDODONCIA / ENDODONTICS

AGUJAS DE IRRIGACIÓN CON JERINGA / IRRIGATION NEEDLES WITH SYRINGE

Ref. IN27 0.406mm (27G) x 32mm / 100 uds
Ref. IN30 0.3mm (30G) x 25mm / 100 uds



Jeringas de irrigación 3ml luerlock con aguja.

Punta roma (sin bisel) para irrigación de conductos radiculares.

Aguja codificada por colores 27G gris / 30G amarillo.

Salida lateral.

Envase unitario estéril.

Finas para un cómodo acceso al canal.

Fácilmente angulables.

Disponible en dos medidas: 27G y 30G

Irrigation syringes 3ml luerlock with needle.

Blunt tip (no bevel) for irrigation root canals.

Color-coded needle 27G gray / 30G yellow.


Side outlet.

Sterile unit package.

Thin for easy access to the canal.

Easily adjustable.

Available in two sizes: 27G and 30G



HIPOCLORITO SÓDICO / SODIUM HYPOCHLORITE

5.25%

Disponible en dos tamaños: 250ml y 1000ml

Available in two sizes: 250ml and 1000ml

Ref. HIP (250 ml)
Ref. HIP1 (1000ml)

EUCALIPTOL 20ML

Soluciones para reblandecer la gutapercha y así facilitar la desobstrucción de canales

Solutions to soften gutta-percha and thus facilitate the unblocking of canals



Ref. EUC EUCALIPTO PURO 20ml

GUTASOL 20ML



Ref. GUT XILOL PURO 20ml

ENDODONCIA / ENDODONTICS

Q CREMA (EDTA) / Q CREAM (EDTA)



Ref. QCR (2*3,5gr)
Ref. QCR10 (1*10ml)

Crema de EDTA para reblandecer la dentina y facilitar el instrumentado de canales.

Disponible en dos formatos: 2 jeringas de 3,5gr + 6 puntas y 1 jeringa de 10ml + 6 puntas

No deja residuos.

EDTA cream to soften the dentin and facilitate the instrumented channels.

Available in two sizes: 2 syringes of 3,5gr + 6 tips and 1 syringe of 10ml + 6 tips

It does not leave residues.

Q SOLUCION (EDTA) / Q SOLUTION (EDTA)



Ref. QSO (20ml)
Ref. QSO100 (100ml)



Solución de EDTA para reblandecer la dentina y facilitar el instrumentado de canales.

Disponible en dos tamaños: 20ml y 100ml.

EDTA solution to soften dentin and facilitate instrumented channels.

Available in two sizes: 20ml and 100ml.

ESPONJAS DE ENDODONCIA / FOAM DISCS



REF: DE5 (5mm, 50 unidades)



36 UDS DIQUES DE GOMA MEDIOS MENTOLADOS / 36 UNITS MENTHOLATED RUBBER DAMM

Ref. DM

KIT DE LIMAS Y POSTES / STARTER KIT PROST. FIBER POST



Ref. SKPOP

9 Postes (3 de cada medida 0,1 y 2)
3 Limas (1 de cada medida 0,1 y 2)

9 Posts (3 each of 3 0,1, 2)
3 Drills (1 each size 0,1, 2)

CAVITINE 38GR Ref. CAV



Cemento de obturación provisional.

No contiene Eugenol.

Endurece al contacto con la saliva y permite comprobar la presencia de efectos secundarios antes de una obturación definitiva.

Temporary filling cement.

It does not contain Eugenol.

Hardens on contact with spittle and allows you to check the presence of side effects before a definitive obturation.

POSTES DE FIBRA DE VIDRIO / PROSTHETIC FIBER POSTS



Nº0 (10 UDS)	Max. diam. 1,2mm	Ref. POP100
Nº1 (10 UDS)	Max. diam. 1,4mm	Ref. POP101
Nº2 (10 UDS)	Max. diam. 1,6mm	Ref. POP102
Nº3 (10 UDS)	Max. diam. 1,8mm	Ref. POP103

CEMENTOS Y RESINAS / CEMENTS AND RESINS



Ref. ZOET

ZOE-T

Cemento provisional de óxido de zinc eugenol reforzado.

Para restauraciones temporales y como base.

Envase 40g + 20ml

Reinforced eugenol zinc oxide temporary cement.

For temporary restorations and as a base.

40g + 20ml



ÓXIDO DE ZINC 45g / ZINC OXIDE 45g

Para mezclar con Eugenol o para formulaciones a medida.

To be mixed with Eugenol or custom formulations.

Ref. OZI45



Ref. EUG (20ml)
Ref. EUG100 (100ml)

EUGENOL

Reacciona con el óxido de zinc produciendo una matriz de eugenato de cinc utilizada como cemento.

Esta mezcla no es agresiva ni produce irritaciones.

Disponible en dos tamaños: 20ml y 100ml.

Reacts with zinc oxide producing a matrix of zinc eugenate used as cement.

This mixture is neither aggressive nor irritating.

Available in two sizes: 20ml and 100ml.

FLUROSEAL

Fondo de cavidad fotopolimerizable de hidróxido de apatita.

Genera dentina secundaria. Alta dureza.

Resistente a filtraciones.

Radiopaco.

3x1,2ml, 12 puntas.

Apatite hydroxide photopolymerizable cavity bottom.

Generates secondary dentin. High hardness.

Resistant to leaks.

Radiopaque.

3x1,2ml, 12 tips.



Ref. F



HIDROXIDO DE CALCIO PURO 30g / CALCIUM HYDROX 30g

Ref. HCA50

COPAL DENTAFLUX 20ml / COPAL VARNISH 20ml

Barniz de copal para la protección del tejido dentino pulpal. Envase 20ml.

Copal varnish for the protection of pulpal dentin tissue. Bottle of 20ml.



Ref. CD

RETRACCIÓN / RETRACTION

HEMOCOR 20ml

Ref. HEM



ALUSOL 20ml

Ref. ALU



Solución para impregnar hilos de retracción.

Es adecuado para la toma de impresiones así como para cualquier trabajo donde sea beneficiosa una retracción de las encías.

Su efecto se produce por precipitación de proteínas que producen un endurecimiento de la superficie del tejido y su retracción lo que facilita la toma de impresiones así como la operatoria.

Solution to impregnate retraction threads.

It is suitable for taking impressions as well as for any work where a receding gums is beneficial.

Its effect is produced by precipitation of proteins that harden the surface of the tissue and its retraction, which facilitates the taking of impressions as well as the operation.

Soak the thread in the solution, and place.

HILOS DE RETRACCIÓN / RETRACTION THREADS



Ref. HIL000T	Nº000	-0,5mm
Ref. HIL00T	Nº00	-0,9mm
Ref. HIL0T	Nº0	-1,1mm
Ref. HIL1T	Nº1	-1,3mm
Ref. HIL2T	Nº2	-1,5mm
Ref. HIL3	Nº3	-1,6mm

Hilo de retracción no impregnado, tejido, 100% algodón.

Súper absorbente gracias a su estructura tejida.

Las cadenas interconectadas permiten sostener una cantidad importante de solución retractora.

No se deshilacha.

Muy fácil a insertar en el surco y se queda en sitio.

2,54 metros de hilo retractor.

Non-impregnated retraction thread, knitted, 100% cotton.

Super absorbent thanks to its knitted structure.

The interconnected chains allow a significant amount of retraction solution to be held.

Does not fray.

Very easy to insert into the groove and stays in place.

2.54 meters of retractor wire.

PROFILAXIS / PROPHYLAXIS



Ref. PL45 (45g)
Ref. PL (120g)
Ref. PL3 (300g)

PASTA PROFILAXIS / PROPHYLAXIS PASTE

Pasta de profilaxis de abrasividad media.

Para limpieza y pulido con cepillo o goma rotatoria.

Su acción se debe al efecto mecánico de limpieza y pulido sobre el esmalte.

Mentolada con aroma de fresa.

Disponible en tres tamaños: 45gr, 120gr y 300gr

Medium abrasiveness prophylaxis paste.

For cleaning and polishing with a brush or rotary rubber.

Its action is due to the mechanical cleaning and polishing effect on the enamel.

Strawberry-scented menthol.

Available in three sizes: 45g, 120g and 300g

CEPILLOS Y COPAS / BRUSHES AND CUPS

Para profilaxis. Pule y limpia las superficies dentales.

Las cerdas de los cepillos tienen la dureza adecuada para realizar una limpieza óptima sin dañar la superficie de los dientes.

Las copas son de material caucho.

Para contra ángulo.

Cepillos y copas disponibles en envases de diferentes cantidades.

Brushes and cups for prophylaxis.

Polishes and cleans dental surfaces.

The bristles of the brushes have the appropriate hardness to carry out an optimal cleaning without damaging the surface of the teeth.

The cups are made of rubber material.

For contra angle.

Brushes and cups available in packs of different quantities.



100C	CAJA DE 100 CEPILLOS DE NYLON BLANCO BOX OF 100 WHITE NYLON BRUSHES
100CCOL	CAJA DE 100 CEPILLOS DE NYLON DE COLORES BOX OF 100 COLORED NYLON BRUSHES
10C	SOBRE 10 CEPILLOS NYLON / 10 nylon brush BAG OF 10 WHITE NYLON
100CT	CAJA DE 100 CEPILLOS DE TORNILLO BOX OF 100 SCREW BRUSHES
100CO	CAJA 100 COPAS PROFILAXIS / box 100 rub BOX OF 100 PROPHYLAXIS CUPS
10CO	SOBRE 10 COPAS GOMA / 10 rubber cups RA BAG OF 10 PROPHYLAXIS CUPS
36CO	SOBRE 36 COPAS GOMA / bag with 36 CUPS

PROFILAXIS / PROPHYLAXIS

FLUGEL Y CUBETAS

FLUGEL AND FLUORIDE FOAM TRAYS



■ Ref. GF5M 500ml	■ Ref. GFM 1.000ml
■ Ref. GF5F 500ml	■ Ref. GFF 1.000ml
■ Ref. GF5N 500ml	■ Ref. GFN 1.000ml
■ Ref. GF5L 500ml	■ Ref. GFL 1.000ml

FLUGEL Y CUBETAS / FLUGEL AND FLUORIDE FOAM TRAYS

Para prevención de caries y tratamiento de hipersensibilidades.

El flúor tiene un doble efecto. Por un lado se combina con la hidroxiapatita del esmalte dental formando fluorapatita, material mucho más duro y resistente a sustancias químicas.

Por otro lado, interfiere en el funcionamiento de las enzimas bacterianas con un efecto antiséptico.

Utilizar el flúor con cubetas.

Fluor disponible en dos tamaños y cuatro sabores: 500ml y 1000ml. Fresa, Naranja, Limón y Menta.

Cubetas disponibles en dos formatos y tres tamaños: premium y económicas. Grandes, medianas y pequeñas.

For the prevention of cavities and treatment of hypersensitivities.

Fluoride has a double effect. First, it combines with the hydroxyapatite in dental enamel to form fluorapatite, a much harder material that is resistant to chemical substances.

On the other hand, it interferes with the functioning of bacterial enzymes with an antiseptic effect.

Use fluoride with trays.

Fluor available in two sizes and four flavours: 500ml and 1000ml. Strawberry, Orange, Lemon and Mint.

Trays available in two formats and three sizes: premium and economical. Large, medium and small.



CUBETAS PREMIUM / 500ml
PREMIUM TRAYS / 500ml

CUBETAS ECONÓMICAS / 500ml
ECONOMIC TRAYS / 500ml



Ref. FDP	DOBLES PEQUEÑAS / SMALL
Ref. FDM	DOBLES MEDIAS / MEDIUM
Ref. FDG	DOBLES GRANDE / BIG

Ref. FDPE	DOBLES ECONÓMICAS PEQUEÑAS / SMALL
Ref. FDME	DOBLES ECONÓMICAS MEDIAS / MEDIUM
Ref. FDGE	DOBLES ECONÓMICAS GRANDRES / BIG

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA / DISINFECTION AND CLEANING

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES ALATO / ALATO SURFACE DISINFECTANT



Desinfección de superficies con base hidroalcohólica. Bactericida, fungicida y virucida frente a COVID.

Disponible en dos tamaños: 750ml y 5000ml

Disinfection of surfaces with a hydroalcoholic base.

Bactericidal, fungicidal and virucidal against COVID.

Available in two sizes: 750ml and 5000ml

Ref. ALA	(750ml)
Ref. ALA5	(5L)

CLEANER 100ml



Ref. Q

Limpiador específico para manchas en ropa producidas por sales metálicas como la plata, por soluciones de permanganato, soluciones de revelador, etc.


Specific cleaner for stains on clothes caused by metallic salts such as silver, by permanganate solutions, developer solutions, etc.

SOLUCION LIMPIEZA AUTOCLAVES 250ml / AUTOCLAVES CLEANING SOLUTIONS 250ml



Ref. SLA250

ADAPTACIONES TERMOPLÁSTICAS / THERMOPLASTIC ADAPTATIONS



THE MACHINE PREMIUM

Máquina para realizar adaptaciones termoplásticas con placas cuadradas. Acepta cualquier grosor de placas disponibles en el mercado.

220 Voltios. Con servicio técnico completo y garantía de 2 años. Certificado CE.

Incluye planchas de muestra.

Usos:

Planchas base
Cubetas individuales
Elevador de mordida
Férulas para bruxismo
Mantenedores de espacio
Férulas para estabilización periodontal
Correcortres de oclusión
Parcial provisional
Cubetas de blanqueamiento

Machine for making thermoplastic adaptations with square sheets. Accepts any thickness of sheets available on the market.

220 Volts. With full technical service and 2-year warranty. CE certificate.

Includes some sheets samples.

Applications:

Base plates
Individual trays
Bite elevator
Splints for bruxism
Space maintainers
Splints for periodontal stabilization
Occlusion corrector
Provisional partial
Whitening trays

THE MACHINE ECONÓMICA

Admite diferentes tipos de placas: blandas o duras y de diferentes grosores.

Permite adaptar placas de hasta 2mm de grosor.

1 año de garantía.

It works with different types of sheets: soft or hard and of different thicknesses.

It allows adapting sheets up to 2mm thick.

1 year warranty.

Ref. MC



CEPILLO BRITE / BRITE BRUSH

Para terminado de planchas mouthguard.

For finishing mouthguard plates.

Ref. CSBM (Blando, marrón / Soft, brown)
Ref. CSBR (Duro, rojo / Hard, red)



DISCO CORTE PLASTICOS / PLASTIC CUTTING DISC

Para cortar planchas duras. Resistente. No se emboza.

For cutting hard plates. Resistant.

Ref. DCP



ADAPTACIONES TERMOPLÁSTICAS / THERMOPLASTIC ADAPTATIONS



- ▶ Ref. 040CL - 25 uds **1,0mm**
- ▶ Ref. 060CL - 25 uds **1,5mm**
- ▶ Ref. 080CL - 25 uds **2,0mm**
- ▶ Ref. 120CL - 12 uds **3,0mm**

CLEAR

Usos:

Elevador de mordida.
Férulas rígidas de bruxismo.
Mantenedores de espacio.
Férulas para estabilización periodontal.
Correctores de oclusión.
Parcial provisional.
Retenes de ortodoncia.

Applications:

Bite elevator.
Rigid bruxism splints.
Space maintainers.
Splints for periodontal stabilization.
Occlusion correctors.
Provisional partial.
Orthodontic retainers.



MOUTHGUARD

Usos:

Férulas flexibles de bruxismo.
Protectores bucales.
Cubetas de blanqueamiento.

Applications:

Flexible bruxism splints.
Mouth guards.
Whitening trays.

- ▶ Ref. 040M - 12 uds **1,0mm**
- ▶ Ref. 060M - 12 uds **1,5mm**
- ▶ Ref. 080M - 12 uds **2,0mm**
- ▶ Ref. 120M - 12 uds **3,0mm**
- ▶ Ref. 150M - 10 uds **4,0mm**



DUALES

Usos:

Férulas de bruxismo
blandas-duras.

Applications:

Soft and hard bruxism splints.

- ▶ Ref. DLG1 10 uds
2,0mm (rígido) + 1,0mm (blando)



020 TEMP SPLINT

Usos:

Fundas para fluorización.
Fundas para intervenciones quirúrgicas.
Coronas y puentes provisionales.

Applications:

Covers for fluoridation.
Surgical covers.
Provisional crowns and bridges.

- ▶ Ref. 020T - 50 uds: **0,5mm**



Otras planchas:

- ▶ Ref. 060R - 25 uds **1,5mm (plancha base) / base plates**
- ▶ Ref. 080R - 25 uds **2,0mm (plancha base) / base plates**
- ▶ Ref. 125AZ - 12 uds **3,0mm (cubeta individual) / individual trays**

BLANQUEAMIENTO / WHITENING

BLANQUEAMIENTO 6 JERINGAS / HOME BLEACHING 6 SYRINGES

Blanqueamiento de **16% de peróxido de carbamida** que el paciente utiliza en casa con férula personalizada.

SEGURO. El gel se mantiene dentro de la férula evitando dañar la encía.

CON RESULTADOS. Se obtiene un aclaramiento de varios tonos a los pocos días de aplicación.

CÓMODO. Con la férula personalizada, el paciente podrá hacerse el tratamiento cuando quiera y desde donde quiera.

6 jeringas de 3ml + 1 portaferulas + 6 puntas + 2 placas mouthguard.

16% carbamide peroxide whitening that the patient uses in home with personalized splint.

SAFE. The gel stays inside the splint avoiding damage the gum.

RESULTS. Clearance of several tones after a few days of application.

COMFORTABLE. With the personalized splint, the patient can get the treatment whenever and wherever.

6 Syringes 3ml + 1 tray box + 6 tips + 2 mouthguard plates.



Ref. BD

BLANQUEAMIENTO BULK 30 JERINGAS / HOME BLEACHING BULK 30 SYRINGES



30 jeringas de 3ml
30 syringes 3ml

Ref. BDB

BLANQUEAMIENTO 2 JERINGA / HOME BLEACHING 2 SYRINGES

MINIKIT 16%



2 jeringas de 3ml
2 syringes 3ml

Ref. BC



PROTECTOR GINGIVAL / SOFT PROTECT

Soft Protect es un material que aísla la encía de los dientes que se van a blanquear. También se puede utilizar para proteger tejidos duros y blandos al realizar reparaciones de porcelana con ácidos.

Fotopolimerizable.

Es coloreado aportando mayor contraste con los dientes y la encía.

4*1,2ml + 12 puntas.



Soft Protect is a material that isolates the gum from teeth to be bleached. It also can be used to protect hard tissues and soft when performing porcelain repairs with acids.

The gel is light-curing.

The color is green providing greater contrast between teeth and gums.

4*1,2ml + 12 tips

Ref. PG

ORTODONCIA / ORTHODONTICS



BRACKETS ROTH

Set de 20 brackets Roth de 18' y 22' w/hook

Set of 20 Roth brackets 18' and 22' w / hook



Ref. BR18H (metálicos)
Ref. BR22H (metálicos)
Ref. BR22Z (zafiro)

ARCOS DE NITINOL / NITINOL ARCHS

Arcos de Nitinol, inferior y superior. 10 unidades en cada Kit.

Nitinol arches, lower and upper. 10 units in each Kit.



Ref. ARN12I (redondos 12' Inferior)
Ref. ARN12S (redondos 12' Superior)
Ref. ARN14I (redondos 14' Inferior)
Ref. ARN14S (redondos 14' Superior)
Ref. ARN16I (redondos 16' Inferior)
Ref. ARN16S (redondos 16' Superior)
Ref. ARN16x16I (cuadrados 16x16 Inferior)
Ref. ARN16x16S (cuadrados 16x16 Superior)
Ref. ARN16x22I (cuadrados 16x22 Inferior)
Ref. ARN16x22S (cuadrados 16x22 Superior)
Ref. ARN18I (redondos 18' Inferior)
Ref. ARN18S (redondos 18' Superior)
Ref. ARN18x25I (cuadrados 18x25 Inferior)
Ref. ARN18x25S (cuadrados 18x25 Superior)

LIGADURAS / TIES

Ligaduras grises, transparentes y de colores. 1040 unidades en cada kit.

Gray, transparent and colored ties. 1040 units in each kit.



Ref. LC (de colores / colored)
Ref. LG (grises / grays)
Ref. LT (transparentes / transparents)

CADENETA / POWER CHAIN



Cadeneta continua, estrecha y estrecha gris.

Continuous chain, narrow and narrow gray.

Ref. CC (continua / continuous)
Ref. CE (estrecha / narrow)
Ref. CEG (estrecha gris / narrow gray)



OTROS PRODUCTOS / OTHER PRODUCTS



LUBRICANTE UNIVERSAL / UNIVERSAL LUBRICANT

Lubricante de turbinas.
Compatible con cualquier tipo de turbinas.
Envase de 500ml de lubricante.
Garantiza el mantenimiento óptimo de los aparatos y una vida útil prolongada.
Contiene un aceite de uso sanitario.
Atóxico.

For turbines, 500ml.

Turbine lubricant.

Compatible with any type of turbine.

500ml bottle of lubricant.

Ensures optimal maintenance of appliances and a long service life.

Contains a medical use oil.

Non-poisonous.

Ref. SP

PUNTAS PARA SPRAY / SPRAY TIPS

Puntas para spray en aluminio / Aluminum spray tips



Ref. SPCA Contrángulo



Ref. SPK: Acople rápido (multiflex)



Ref. SPS: Sirona



Ref. SPR: Rotor, sin acople rápido



SPRAY REFRIGERANTE / COOL SPRAY

Spray refrigerante para realizar pruebas de vitalidad pulpar, enfriar bolitas de algodón, pellets, material de impresión, etc.

Enfría hasta -50°

Cánula de aplicación para una pulverización más precisa.

Incoloro y no deja residuo.

200ml

Cooling spray for pulp vitality tests, cooling cotton pellets, pellets, impression material, etc.

Cools down to -50°.

Application cannula for more precise spraying

Colorless and leaves no residue.

200ml

Ref. SPC

FUNDAS RX / RX CASES



Ref. RX23 (nº 2x3cm) - 100 uds
Ref. RX24 (nº 1 2x4cm) - 100 uds
Ref. RX34 (nº 2 3x4cm) - 300 uds

Fundas de protección para placas radiográficas de fósforo vista scan.

Desechables. Protegen las placas, evitando que se rayen y se deterioren y alargando su vida útil.

Transparentes e higiénicas y con tira adhesiva para que queden cerradas.

Disponible en tres tamaños: 2x3cm (nº0), 2x4cm (nº1), 3x4cm (nº2)

Protective covers for sight scan phosphor X-ray plates. Disposable. They protect the plates, preventing them from scratching and deteriorating and extending its useful life. Transparent and hygienic and with an adhesive strip so that they are closed.

Available in three sizes: 2x3cm (nº0), 2x4cm (nº1), 3x4cm (nº2)

OTROS PRODUCTOS / OTHER PRODUCTS



ESPEJOS / MIRRORS

Espejos dentales
ROSCA CS DENT

Dental flat and rhodium mirrors

Ref. ES4P	ESPEJOS Nº4 PLANO ROSCA CS 12 uds MIRRORS Nº4 FLAT THREAD CS 12 units
Ref. ES4PSS	ESPEJOS Nº4 PLANO ROSCA SS 12 uds MIRRORS Nº4 FLAT THREAD SS 12 units
Ref. ES5P	ESPEJOS Nº5 PLANO ROSCA CS 12 uds MIRRORS Nº5 FLAT THREAD CS 12 units
Ref. ES5PSS	ESPEJOS Nº5 PLANO ROSCA SS 12 uds MIRRORS Nº5 FLAT THREAD SS 12 units
Ref. ES5RCS	ESPEJOS Nº5 RODIO ROSCA CS 12 uds MIRRORS Nº5 RHODIUM THREAD CS 12 units
Ref. ES5RSS	ESPEJOS Nº5 RODIO ROSCA SS 12 uds MIRRORS Nº5 RHODIUM THREAD SS 12 units



CUBETAS NO PERFORADAS / RIM LOCK TRAYS

Disponible en varios tamaños inferior y superior.

Available in different sizes upper and lower.



VASOS DAPPEN / DAPPEN GLASSES



Ref. VDA	VASOS DAPPEN AZUL / DAPPEN GLASS BLUE
Ref. VDT	VASOS DAPPEN TRANSPARENTES / DAPPEN GLASS
Ref. VDV	VASOS DAPPEN VERDE / DAPPEN GLASS GREEN

BASTONES DE APLICACIÓN

APPLICATORS



Ref. BA	100 uds cortos + mango / 100 units short + handle
Ref. BAO	100 uds largos extrafinos / 100 units large ultra-thin (white)
Ref. BA1	100 uds largos finos / 100 units large thin (yellow)
Ref. BA2	100 uds largos normales / 100 units large regular (green)



Ref. PIFS	PINCELES FINOS 100 UDS 100 UNITS THIN BRUSHES
Ref. PIN	PINCELES NORMALES 100 UDS 100 UNITS REGULAR BRUSHES

Ref. MAN	MANGO PINCELES 10 UDS HANDLE 10 UNITS
----------	--

DESECHABLES

DISPOSABLE

BLOCKS DE MEZCLA / MIXING BLOCKS



Ref. BLC	Block de mezcla TAM.CEMENTO (10)7x8
Ref. BLS	Block de mezcla silicona (5)11x18,5

PUNTAS METÁLICAS / 6 UDS METAL TIPS / 6 UTS



Ref. PA6M	Puntas Metálicas para Ácido Grabador 6 UDS Metal Tips for Etching Acid 6 UNITS
-----------	---

CERTIFICACIONES

CERTIFICATIONS



CERTIFICADO CE



CERTIFICADO CE ALATO



CERTIFICADO ISO 13485.2016



DECLARACIÓN CE TIPO 1



DECLARACIÓN CE TIPO 2A







J. RIPOLL SL

C/. Río Tiétar, 20 · 28110 Algete (Madrid) España
Tel.: +34 91 628 93 99 · info@dentaflux.com

www.dentaflux.com